

Suavepi

Consulte el video instructivo en nuestra web www.suavepie.com

El Kit Pedigráfico Suavepie es un conjunto de elementos de USO PROFESIONAL que permite obtener de manera sencilla y rápida la impresion del apoyo, de las huellas plantares.

Código 1-31-000: Pedígrafo



El Pedígrafo Plástico Suavepie esta confeccionado en poliestireno de alto impacto; altamente resistente a los golpes. Posee un marco con una goma elástica de gran durabilidad. Con el paso de los años, la goma puede perder elasticidad, por lo cual Suavepie sugiere cambiar solo el marco por el Repuesto para Pedígrafo (Código 1-41-000)

Código 1-44-000: Tinta



La Tinta Suavepie está especialmente elaborada para lograr una fiel impresión plantar. Permitiendo observar, según la intensidad del color, la zona sobre la que se sugerirá aplicar las compensaciones y descargas necesarias.

Se presenta en un envase de 70cc, con tapa a rosca y precinto de seguridad.

Código 1-42-000: Rodillo

El Rodillo Suavepie está diseñado para esparcir la tinta de manera uniforme.

El diseño de la carcasa plástica permite lograr un agarre firme y suave a fin de ejercer la presión necesaria para esparcir la tinta sin manchar las manos. También posee un cobertor plástico movible de cierre y resguardo.

Código 2-23-000: Hojas para impresion Pedigráfica

Las Hojas para Impresiones Pedigráficas Suavepie están diseñadas especialmente para cumplir dos funciones.

En el frente posee una ficha para los datos del paciente y diagnóstico. A continuación sugerencias de tratamientos Suavepie. Y por ultimo un cuadro referencial de los distintos tipos de huellas plantares. El dorso posee una textura especialmente absorvente a fin de tomar una expresion certera, según la pisada y el apoyo de la huella plantar. Lo cual facilita el diagnóstico.

Estos productos pueden adquirirse en kit o individualmente